



دليل المستخدم

فرشاة أسنان كهربائية

JM-07801

مرحباً!

قبل استخدام هذه الفرشاة، قم رجاءً بقراءة التعليمات التالية واحفظ الدليل لمراجعتك في المستقبل

ملاحظات:

الرجاء قراءة جميع التعليمات قبل استخدام هذا المنتج

للحد من إمكانية الصعقات الكهربائية

- عدم غمس سلك الكهرباء والشاحن في الماء أو أية سوائل أخرى
- عدم وضع سلك الكهرباء أو الشاحن بشكل قد يتعرض للسقوط في أماكن بها ماء
- هذا النوع من المنتجات قد لا يحتوي على شاحن مرفق. يمكن استخدام شاحن الهاتف العادي

تحذير:


- عدم توصيل الشاحن بدائرة كهربائية خارج طاقة الاستيعاب المحددة على الشاحن
- الشاحن يتطلب تيار متردد يتراوح جهده بين 100 و 240 فولت
- يتطلب تيار مستمر ذو جهد 5 فولت وعدم توصيل الشاحن بدائرة كهربائية خارج طاقة استيعاب سلك USB
- الشاحن غير مصمم للاستعمال الخارجي عدم إقحام الشاحن في مقبس غير مناسب
- عند تعذر إدخال الشاحن في مقبس ما الرجاء البحث عن مقبس مناسب أو تغيير الشاحن بما يتناسب مع المقبس المتوفر
- هذا المنتج ليس لعبة

الخصائص

- خصائص المحرك: محرك مغناطيسي يعمل بموجات فوق صوتية
- تردد الاهتزاز: 24000-42000 مرة في الدقيقة
- أنماط العمل: خمس وظائف: تنظيف، تبييض، تلميع، رعاية اللثة، نمط أسنان حساسة
- سرعة التشغيل: بطيئة، متوسطة، سريعة، ثلاث خيارات
- منبه لتغيير المنطقة: التوقف لمدة ثانية
- طريقة الشحن: شحن لاسلكي
- مدة الشحن: من 4 إلى 6 ساعات
- استهلاك الطاقة في وضع التوقف: أقل من 0.05 وات
- تصنيف المقاومة للماء: IPX7
- مقياس الضجيج الصادر: أقل أو يساوي 60 ديسيبل
- درجة حرارة المكان المناسبة لعمل الجهاز: من -5 درجات إلى 40 درجة مئوية
- درجة رطوبة المكان المناسبة لعمل الجهاز: أقل أو يساوي 90% من الرطوبة النسبية


شحن الجهاز

إخراج سلك USB من الغلاف السفلي
في المكان المخصص في قاعدة الشحن قم بتوصيل سلك USB




عند وضع المقبض بالشاحن يبدأ الضوء الأخضر (مؤشر البطارية).
بالوميض بشكل متقطع للدلالة على أن الجهاز بصدد الشحن
عند إتمام الشحن سيستقر الضوء الأخضر ليضيء بشكل مستمر
ملاحظة: عندما يضيء مؤشر البطارية بالضوء الأحمر المتقطع .
عند بداية التشغيل أو أثناء الدوران فذلك يعني أن الجهاز
يحتاج للشحن. توصية: للحفاظ على البطارية مشحونة تماما
من الأفضل إبقاء الفرشاة الكهربائية في قاعدة الشحن
ونزعها بغرض الاستعمال فقط. إذا لجأت شحن الجهاز في حالة الضرورة فسيطلب
الأمر من 4 إلى 8 ساعات لإتمام الشحن

إرشادات الاستخدام



إرشادات الأضرار

- زر الإقفال: يمكن من خلاله اختيار السرعة: بطيئة ومتوسطة وعالية كما يمكن إقفال الجهاز
- زر التشغيل: يمكن من خلاله اختيار النمط: تنظيف، تبييض، تلميع، رعاية اللثة، نمط أسنان حساسة
- التشغيل: بعد إطفاء الجهاز (توقف جميع المؤشرات الضوئية)، قم بضغط أحد الزرين: زر التشغيل أو زر الإقفال التشغيل الجهاز، ستظهر بعدها مؤشرات السرعة والنمط، قبل أن يقفل الجهاز
- المحرك سيدور فقط عندما يتم ضغط زر التشغيل والجهاز مشغل
- اختيار السرعة: في وضعية التشغيل والمحرك متوقف، قم بضغط زر الإقفال وأبقه مضغوطا حينها سيقوم مؤشر السرعة بالوميض بالتناوب بين المتوسط والسريع



- خيار نمط التشغيل: في وضعية التشغيل اضغط زر التشغيل وأبقه مضغوطا، المحرك سيبدأ بالعمل، وينتقل من نمط إلى آخر: عادي، تبييض، تلميع، رعاية اللثة وأسنان حساسة، ويقوم لمؤشر الضوئي بتحديد النمط المفعل
- في حال عدم القيام بأية وظيفة لثمان ثوان سينطفئ الجهاز تلقائيا

إرشادات الأضرار


- **النمط العادي**
تنظيف الأسنان بشكل دقيق في النمط العادي. يتوقف الجهاز لمدة ثانية واحدة كل ثلاثين ثانية خلال عملية التنظيف، وينبه إلى تغيير مكان التنظيف، مدة التنظيف 2 دقائق
- **نمط التبييض**
تنظيف الأسنان بشكل دقيق في النمط العادي + تبييض الأسنان. مثل التنظيف عادي يتوقف الجهاز لمدة ثانية واحدة كل 30 ثانية خلال عملية التنظيف، وينبه إلى تغيير مكان التنظيف مدة التنظيف 2 دقائق + عملية التبييض، يتوقف الجهاز لمدة ثانية واحدة كل 15 ثانية وينبه إلى تغيير مكان التنظيف، مدة التبييض 30 ثانية
- **نمط التلميع**
تنظيف الأسنان بنمط التلميع. يتوقف الجهاز لمدة ثانية واحدة كل 15 ثانية وينبه إلى تغيير مكان التنظيف، مدة العملية دقيقة واحدة. تنظيف كامل للأسنان بالنمط العادي + ذلك خفيف للثة
- **العناية باللثة**
يتوقف الجهاز لمدة ثانية واحدة كل 30 ثانية خلال عملية التنظيف، وينبه إلى تغيير مكان التنظيف مدة التنظيف 2 دقائق + تنظيف كامل للأسنان، يتوقف الجهاز لمدة ثانية واحدة كل 15 ثانية وينبه إلى تغيير مكان التنظيف، مدة العملية دقيقة واحدة
- **نمط الأسنان الحساسة**
تنظيف اللثة والأسنان الحساسة بشكل جيد ولكن بلطف، يتوقف الجهاز لمدة ثانية واحدة كل 30 ثانية خلال عملية التنظيف، وينبه إلى تغيير مكان التنظيف، مدة التنظيف 2 دقائق

ملاحظات

عند استخدام الجهاز في البحث السريري، النمط العادي لمدة دقيقتين يجب أن يكون مفعلاً وبالنسبة للأسنان المحتوية على أوساخ كثيرة، يمكن استخدام نمط التنظيف لمدة 30 ثانية مستمرة للتأكد من إزالة الأوساخ

الخطوة 3


كيفية وضع معجون الأسنان. الكمية تعادل تقريباً نصف رأس الفرشاة، تماماً مثل الحالات العادية ملاحظة: عدم تشغيل الجهاز أثناء وضع المعجون



● الخطوة 4


ابدأ بتنظيف أسنانك. ضع الفرشاة داخل فمك قبل تدويرها، ثم اضغط زر التشغيل وستبدأ عملية التنظيف حسب النمط الذي تم اختياره. يتم تقسيم الأسنان إلى أربعة مناطق، وتبدأ بالمنطقة "أ". تبدأ بالجهة الخارجية للأسنان فتبدأ بتنظيف ملتقي اللثة بالسن بوضع الفرشاة بشكل مائل. تبدأ بتشغيل الفرشاة وتحرك ببطء لتتأكد من أن بقاء الفرشاة على السن لمدة 2 أو 3 ثوان. ثم تنتقل إلى تنظيف ما بين الأسنان وتحرك بشكل بطيء. ثم تنتقل إلى الجهة الداخلية للمنطقة "أ" وتبدأ بالتقاء اللثة مع الأسنان وتنظف ببطء. مدة التنظيف في كل جهة من المنطقة هي 10 ثوان فتكون بذلك مدة تنظيف ثلاث جهات من كل منطقة 30 ثانية، تتوقف بعدها الفرشاة لمدة ثانية لتنتقل إلى المنطقة الموالية وتكرر نفس العملية في المناطق "ب" و"ج" و"د" وبعد تنظيف الأربعة مناطق تكون قد مرت دقيقتان

أربعة مناطق للتنظيف



ابدأ بالمنطقة

تنظف كل منطقة لمدة 30 ثانية



الخطوة 4 / تنظيف الفرشاة


بعد الانتهاء من التنظيف ستتوقف الفرشاة ثم تخرجها من فمك، تقوم بغسل رأس الفرشاة بالماء ثم تجفيفها بقطعة قماش جافة، ثم توضع الفرشاة في مكان خال من الرطوبة

ملاحظة: الفرشاة تنطفئ بشكل تلقائي بعد ثمان ثوان

نصيحة: إيقاف الفرشاة
قبل إخراجها من الفم



عدم وضع الفرشاة في كأس



أسئلة وأجوبة

- لماذا توقفت الفرشاة عن العمل؟
قد تكون الفرشاة في حاجة للشحن، اترك الفرشاة 8 ساعات لتشحن بشكل تام من الممكن أن الشاحن قد تعرض لعطب ما، مما يجعله غير صالح للشحن إعادة تركيب أو تغيير رأس الفرشاة قد يساعد في حل المشكلة
- لماذا تشعر بالحكة عند استخدام الفرشاة ؟
عندما تستعمل الفرشاة لأول مرة، قد تشعر بالحكة، مع مرور الوقت وبالتعود يختفي هذا الشعور تدريجيا
- رأس الفرشاة ينكسر أثناء التنظيف، ما هو الحل؟
لتفادي حدوث ذلك يجب حافظ على رأس الفرشاة في الاتجاه الصحيح واترك زاوية صغيرة بين شعر الفرشاة وخط اللثة
- لماذا تبدو الفرشاة بطيئة أحيانا؟
قد تحتاج الفرشاة للشحن تغيير رأس الفرشاة قد يكون حلا للمشكلة
- لماذا تبدو الفرشاة بطيئة أثناء التنظيف؟
برنامج التنظيف الكامل قد يكون مفعلا، الذي يدوم ثلاث دقائق ينتقل خلالها الفرشاة بين التنظيف والدلك. التنظيف والدلك يختلفان عن التنظيف العادي
- هل أحتاج شاحنا خاصا أثناء السفر؟
الشاحن المخصص للسفر يحتوي على مخرج شامل USB

ضمان سنتين

